

# הודעה ללקוחות 12.2009

אל: לקוחות דיאמד (ישראל) בע"מ.

שלום רב,

הנדון: ID-PANEL 45161.11.x exp. 18.01.2010

בפאנל האחרון שהתקבל מהיצרן, אובחן צבע ורוד בהיר בבקבוקון מספר 8.

דיאמד (ישראל) הודיעה ליצרן על התופעה.

בבדיקה שנערכה במחלקת אבטחת האיכות של היצרן, נמצא כי

ריכוז כדוריות-הדם בבקבוקון מספר 8: תקין (0.8%), למרות הצבע הבהיר.

הובהר לנו, שאין משמעות לצבע. מה שקובע הוא ריכוז הדם

בבקבוקון, שכאמור, תקין.

למידע נוסף:

מנצור: 050-7525154

בברכה,

דיאמד (ישראל) בע"מ.

